

# Har ni fokus på Listeria?

Att ha kontroll på förekomst av Listeria i sina lokaler är ett viktigt moment vid produktion av säkra livsmedel. FOOD DIAGNOSTICS kan tillhandahålla enkla och prisvärda verktyg som ger er möjlighet att styra och kontrollera er produktion!



## InSite Listeria

- Detekterar Listeria spp. inom 30–48 h
- AOAC-validerad buljong

## SwabSURE ListeriaP

- Detekterar *L.monocytogenes* inom 24–48h
- Validerad av Campden-BRI



## Metoderna är enkla:

- Svabba
- Inkubera i 37°C
- Läs av färgomslag

För mer information kontakta  
Hanna Tidblom, 031-335 13 62  
[info@food-diagnostics.se](mailto:info@food-diagnostics.se)

Pass Fail



**FOOD DIAGNOSTICS**

Din partner i livsmedelssäkerhet  
[www.food-diagnostics.se](http://www.food-diagnostics.se)

Ny hemsida! →